

Broszura produktowa

08.08.2026

# KERN 315-102-187

Safety Set 2 g (E2); 100 mg (E2)

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



## CECHY

- Te „KERN Safety Sets” zawierają po jednym odważniku wzorcowym do sprawdzania czułości, tzn. prawidłowej adiustacji Państwa wagi, oraz mały odważnik wzorcowy do sprawdzania na dolnym końcu zakresu ważenia, tzw. minimalnej naważki
- Opcjonalnie „KERN Safety Set” oferuje miejsce na kolejny odważnik wzorcowy, aby sprawdzić Państwa wagę przy istotnej dla Państwa wartości masy
- Indywidualnie dopasowane do „KERN Safety Set” przydatne akcesoria, jak np. specjalne rękawice, pincety, uchwyty do odważników, pędzelki itd., wspierają Państwa w prawidłowym obchodzeniu się z odważnikami wzorcowymi
- Przechowywany w praktycznym etui ochronnym obok Państwa wagi zestaw pozwala w każdej chwili sprawdzić i zapewnić wysoką precyzję Państwa wagi

## PIKTOGRAMY

Standard



## AKCESORIA

| Model       | Opis                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 921-332     | Gwarantowane odchylenie dodatnie ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-332 |
| 962-400-600 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 962-400-600                       |
| 962-600-600 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 962-600-600                       |

## USŁUGI

| Model       | Opis                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 921-332     | Gwarantowane odchylenie dodatnie ( $> +1/3$ OIML) KERN 921-332 |
| 962-300-300 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 962-300-300                       |

## Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień