

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN SET-46

EasyTouch Backup Scheduler – kopia zapasowa i odtwarzanie danych

POLSKI

Software EasyTouch


SET-46

**Backup
Scheduler**

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CECHY

- Wskazówka: Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base
- Backup Scheduler: mogą Państwo zautomatyzować tworzenie kopii zapasowych i korzystać z działających w sposób ciągły, zaplanowanych procesów, które w tle zabezpieczają Państwa cenne informacje
- Automatyczne kopie zapasowe: automatyczne backupy w ustalonych odstępach czasu pozwalają Państwu oszczędzać czas i koszty. Zapewnia to spójne i niezawodne przechowywanie danych, skraca przestoje i minimalizuje ryzyko utraty danych w razie zakłóceń
- Konfiguracja pliku kopii zapasowej: użytkownicy mogą indywidualnie określić nazwę pliku kopii, włącznie z nazwą bazową i znacznikiem czasu jako przyrostkiem. Dostosować można również katalog kopii oraz rodzaj zapisu – utworzenie nowego pliku, nadpisanie istniejącego lub jego rozszerzenie – według potrzeb
- Interwał kopii zapasowych: interwał backupów można ustawić w godzinach, kilka razy lub raz dziennie, tygodniowo, miesięcznie i rocznie
- Komunikaty kopii zapasowych: każda automatyczna kopia zapasowa jest wyświetlana w katalogu kopii z nazwą pliku jako łączem do pliku kopii
- Historia backupów: przebieg i status wszystkich kopii zapasowych są protokolowane i można je w każdej chwili prześledzić
- Przywracanie: w razie awarii ostatnio zapisaną kopię można bardzo łatwo przywrócić za pomocą funkcji „Restore”

Informacje licencyjne

- Zakres licencji: jedna licencja może działać na jednym urządzeniu końcowym (PC, laptop, tablet z Androidem)

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Przegląd piktogramów KERN

-
-  EasyTouch: Przystosowana do połączenia, przesyłania danych i sterowania przez komputer lub tablet
-
-  Centralne zarządzanie użytkownikami funkcji KERN EasyTouch. Do użytkownika można przypisać podstawowe dane, jak np. Imię, nazwisko, zdjęcie do zapisania. Każdemu użytkownikowi przypisywana jest rola użytkownika, która dysponuje indywidualnie konfigurowalnymi uprawnieniami w aplikacji KERN EasyTouch. Dzięki tej strukturze można zakładać użytkowników Standard-User, Supervisor-User itp. Logowanie do aplikacji KERN EasyTouch odbywa się przez nazwę użytkownika i Hasło.
-
-  W tej pamięci zapisywane są wszystkie wydrukowane i zapisane dane ważenia oraz dane pomiarowe. Zapis odbywa się albo na lokalnym mierniku, albo centralnie – dla wszystkich podłączonych systemów wagowych – w katalogu serwerowym (Save-Data Server lub Save-Data Cloud). Dane dynamiczne można w każdej chwili ponownie wywołać i wydrukować lub wyeksportować w formie tabeli.
-
-  Wszystkie dane w pamięci są zapisywane w sposób zabezpieczony przed manipulacją. Zmiany danych podstawowych są również zabezpieczane przed manipulacją w dynamicznej pamięci danych (Data Traceability)
-
-  Kwalifikacja urządzeń: zgodna z normą koncepcja kwalifikacji obejmująca następujące usługi walidacyjne: kwalifikacja instalacyjna (IQ), kwalifikacja operacyjna (OQ)
-
-  Centralna funkcja zapisu danych do dodatkowego zapisu wszystkich danych pomiarowych w centralnym, lokalnym katalogu serwerowym. Zapisywane są tu dane pomiarowe wszystkich systemów wagowych podłączonych przez KERN EasyTouch oraz z wszystkich zainstalowanych funkcji KERN EasyTouch. Specjalnie dla użytkowników z wieloma systemami wagowymi daje to zaletę, że wszystkie dane ważenia są skonsolidowane w jednej bazie danych, a pojedynczych danych pomiarowych z różnych wag nie trzeba szukać w wielu tabelach. Zapis danych Save-Server jest również zabezpieczony przed manipulacją i niezmienny.