

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN ODC 874

Specjaliści w mikroskopii do pomiarów, zliczeń, dokumentacji, archiwizacji i obróbki obrazu

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Kamerami okularowymi KERN mogą Państwo zamienić zwykły mikroskop w mikroskop cyfrowy, wkładając okular niecyfrowego mikroskopu kamerą okularową i podłączając go przez USB do komputera podłączając go
- Kamery okularowe mają uniwersalne zastosowanie i podłącza się je kablem USB (USB 2.0) do mikroskopu oraz do laptopa lub PC
- Zasilanie odbywa się przez kabel USB, dzięki czemu nie jest potrzebne dodatkowe zasilanie
- Optymalna synchronizacja, wysoka liczba klatek oraz stabilna wydajność obrazu znacznie ułatwią Państwa codzienną pracę w połączeniu z naszym bezpłatnym oprogramowaniem PC VIS 2.0 PRO lub VIS 2.0 LITE
- W zakresie dostawy znajduje się kabel USB (długość: 1,5 m), dwa adaptery okularowe i mikrometr obiektowy do kalibracji oprogramowania
- Możliwe średnice tubusa:
23,2 mm (standard)
30,0 mm (adapter okularu)
30,5 mm (adapter okularu)
- Rozdzielczość kamery 3,1 MP

PIKTOGRAMY

Standard



AKCESORIA

Model	Opis
ODC-A2404	Szkiełko kalibracyjne ODC-A2404
ODC-A8106	Adapter okularu do kamer okularowych ODC-A8106 (Ø 23,2 – Ø 30 mm)
ODC-A8107	Adapter okularu do kamer okularowych ODC-A8107 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm)

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
OXM 902	Oprogramowanie mikroskopowe KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO
OXM 903	Oprogramowanie mikroskopowe KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

Przegląd piktogramów KERN



Interfejs danych USB: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych



Oprogramowanie PC: Do przesyłania danych pomiarowych z urządzenia do komputera



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień