

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN ODC 241

Tablet ze zintegrowaną kamerą do optymalnej obserwacji oraz cyfrowej dokumentacji próbki

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



POLSKI

CECHY

- Rozwiązanie 2 w 1 w mikroskopii cyfrowej jako uniwersalny system do wszystkich mikroskopów trinokularnych z adapterem C-Mount. Kamera tabletowa do mikroskopu ODC 241 składa się z dużego tabletu Android w połączeniu z kamerą 5 MP
- Kamera tabletowa KERN ODC 241 została opracowana specjalnie do prostej i bezpośredniej obserwacji próbki na ekranie. Optymalnie nadaje się dla uczniów i studentów w trakcie kształcenia lub do celów demonstracyjnych w laboratorium
- Zintegrowana kamera 5 MP dostarcza wyraźne ostre obrazy i umożliwia komfortowy podgląd na żywo bezpośrednio przez tablet
- Zainstalowane już oprogramowanie aplikacyjne S-EYE umożliwia tworzenie zdjęć i filmów, analizę obrazu, pomiary i dokumentację w mikroskopii – w tym proste pomiary odcinków, powierzchni i kątów oraz ręczną funkcję liczenia
- Zintegrowane interfejsy udostępniają wiele dalszych funkcji, jak np.
 - Zapis danych na pendrive USB lub karcie SD
 - Podłączenie myszy USB
 - Przesyłanie obrazu na żywo na zewnętrzny monitor przez HDMI
- W zakresie dostawy znajduje się kamera tabletowa z preinstalowanym oprogramowaniem aplikacyjnym, zasilacz, slajd kalibracyjny oraz instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

- 9,7" ekran dotykowy LCD
- Rozdzielczość ekranu: 2048x1536 pikseli
- CPU: Quad Core Cortex-A17; 1,8 GHz
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 238x182x51 mm
- Waga netto ok. 0,80 kg

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Nie można łączyć z następującymi mikroskopami: OZM-5, OZM-9, OLM 170

PIKTOGRAMY

Standard



AKCESORIA

Model	Opis
ODC-A2404	Szkiełko kalibracyjne ODC-A2404

POLSKI

Przegląd piktogramów KERN



Do zapisu danych na karcie SD



Interfejs danych USB: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych



Połączenie bezprzewodowe: do przesyłania danych do drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych



Interfejs danych WLAN: Do przesyłania danych do drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych



Kamera cyfrowa HDMI: do bezpośredniego przesyłania obrazu na urządzenie wyświetlające



Zasilacz wtyczkowy: 230V/50 Hz. W standardzie EU, CH. Na zamówienie dostępny także w standardzie GB, USA lub AUS



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień