


Broszura produktowa

08.08.2026

KERN ODC 861

Chłodzona kamera do Państwa profesjonalnych badań fluorescencyjnych

POLSKI



KONTAKT


KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



CECHY

- Kamera ODC 861 z chłodzeniem Peltiera została opracowana specjalnie do zastosowań fluorescencyjnych. Jest w stanie znacząco kompensować szумы obrazu związane ze słabym oświetleniem. Dzięki wysokiej rozdzielczości i światłoczułemu kolorowemu sensorowi Sony CMOS dostarcza pierwszorzędne obrazy. Praktyczne i stabilne pudełko do przechowywania służy jako ochrona i do transportu tej kamery Premium
- Obrazy w czasie rzeczywistym można przysyłać bezpośrednio przez jeden ze zintegrowanych interfejsów USB (USB 3.0 i USB 2.0) do bezpłatnego oprogramowania PC VIS 2.0 PRO lub VIS 2.0 LITE
- Zasilanie odbywa się przez zewnętrzny zasilacz 12 V
- Możliwy balans czerni
- Prosimy od razu zamówić pasujący do Państwa mikroskopu KERN adapter C-Mount (możliwy tylko 1,0x)

PIKTOGRAMY

Standard



AKCESORIA

Model	Opis
822-903	Kabel zasilający (UK) 822-903
MLB-A07	Kabel zasilający (EURO) MLB-A07
MLB-A09	Kabel zasilający (US) MLB-A09
ODC-A2404	Szkiełko kalibracyjne ODC-A2404
ODC-A8108	Adapter okularu do kamer C-Mount ODC-A8108
YKK-01	Kabel zasilający (CH) YKK-01

OPROGRAMOWANIE

Model	Opis
OXM 902	Oprogramowanie mikroskopowe KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO

Model	Opis
OXM 903	Oprogramowanie mikroskopowe KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE

Przegląd piktogramów KERN



Interfejs danych USB: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych



Oprogramowanie PC: Do przesyłania danych pomiarowych z urządzenia do komputera



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień