

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN MBH 15K-3

Waga wisząca dla niemowląt do spokojnego i bezpiecznego ważenia niemowląt w chuście wagowej

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

✉ info@kern-sohn.com

🌐 www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



CECHY

- Wisząca pozycja ważenia wspiera rozluźnioną postawę niemowlęcia, co upraszcza proces ważenia
- Bezpieczne, stabilne obrotowo zawieszenie: wagę można pewnie trzymać prosto również przy wierzgających niemowlętach
- Kompaktowa budowa i niska masa własna wynosząca tylko ok. 200 g, dzięki czemu waga szczególnie nadaje się do zastosowań mobilnych, np. podczas wizyt domowych położnych
- Elastyczna gotowość do pracy
- Dwa zakresy ważenia dla rozdzielczości odpowiedniej do zastosowania:
Działka odczytowa $d = 5$ g w zakresie ważenia do 10 kg
Działka odczytowa $d = 10$ g w zakresie ważenia od 10 do 15 kg
- Funkcja Hold: W celu wygodnego odczytu wartości ważenia wskazanie można na różne sposoby „zamrozić”. Albo automatycznie przy ustabilizowaniu wagi, albo ręcznie przez naciśnięcie przycisku Hold

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 15 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, $2 \times 1,5$ V AAA, czas pracy do 100 h
- Jednostki ważenia: kg, lb
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia $5^{\circ}\text{C}/35^{\circ}\text{C}$

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Mobilna praca położnej / wizyty domowe w opiece położkowej
- Praktyki położnicze
- Domy narodzin

PIKTOGRAMY

Standard



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Wymiary całkowite szer.xgł.xwys.	Waga netto ok.
MBH 15K-3	10 kg; 15 kg	0,005 kg; 0,01 kg	101×25×203 mm	0,20 kg

AKCESORIA

Model	Opis
346-77	Odważnik kontrolny 346-77 (klasa OIML M1, wartość nominalna 10 kg, blok Eco, żeliwo lakierowane)
347-146	Odważnik kontrolny 347-146 (klasa OIML M1, wartość nominalna 10 kg, odważnik hakowy, stal nierdzewna toczona precyzyjnie)

USŁUGI

Model	Opis
961-248	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-248 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-128H	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-128H
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-011	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-011

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Funkcja HOLD: Przy niespokojnie stojących, siedzących lub leżących pacjentach stabilna wartość ważenia jest obliczana przez uśrednianie



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień