

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN TGD 50-3C

Kompaktowa waga karatowa kieszonkowa do ważenia biżuterii i kamieni szlachetnych

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



CECHY

- Prosta i komfortowa obsługa 4 przyciskami
- Przełączanie z g na ct, gn, dwt, ozt, oz naciśnięciem przycisku
- Kontrastowy, podświetlany i czuły na dotyk wyświetlacz dotykowy do wygodnej obsługi i komfortowego odczytu
- Odchylana pokrywa jako ochrona przed naciskiem i pyłem
- Szalka wagi ze stali nierdzewnej, łatwa i higieniczna w czyszczeniu
- Naczynie do ważenia w standardzie
- Waga do prochu z podziałką w grainach (gn), idealna dla strzelców sportowych i elaborujących amunicję, do napełniania łusek
- Kabel USB do zasilania w standardzie
- Gotowa do startu: baterie w komplecie, 4×1.5 V AAA, czas pracy do 150 h. Funkcja AUTO-OFF po 5 min, do oszczędzania baterii
- Dostawa w pojedynczym opakowaniu designerskim

DANE TECHNICZNE

- Dotykowy wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 20 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 4×1,5 V AAA, czas pracy do 150 h
- Wymiary szalki
- Stal nierdzewna
- Ø 65 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 96×150×64 mm
- Waga netto ok. 0,25 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Handel biżuterią i złotem
- Handel złotem i metalami szlachetnymi
- Standardowe analizy laboratoryjne
- Wędkarstwo
- Czas wolny i hobby

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Zakres ważenia [Max] (ct)	Działka odcz. [d] (ct)	Wymiary Szalka
TGD 50-3C	50 g	0,001 g	250 ct	0,005 ct	65 mm
TGD 50-3CS05	50 g	0,001 g	250 ct	0,005 ct	65 mm

AKCESORIA

Model	Opis
315-306-303	Zestaw Safety Set 315-306-303, zawarte odważniki 5 g (F2); 50 g (F2)
337-06	Odważnik kontrolny 337-06 (klasa OIML F2, wartość nominalna 50 g, główka, stal nierdzewna toczona precyzyjnie)

USŁUGI

Model	Opis
961-247	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-247 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-127	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-011	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-011

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Liczenie sztuk: Wybieralne referencyjne liczby sztuk. Przełączanie wskazania ze sztuk na masę



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze