

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN SET-51

EasyTouch Audit Logs – do krytycznych procesów ważenia

POLSKI

Software EasyTouch SET-51 **Audit Log**

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CECHY

- Wskazówka: Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base
- SET-51 Audit Logs protokołuje wszystkie czynności i akcje w EasyTouch, aby zapewnić nieprzerwany nadzór
- Audit Trail: wszystkie akcje są zapisywane w systemie w sposób zabezpieczony przed manipulacją i są zgodne z Audit Trail, aby spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jest to niezbędne zwłaszcza w krytycznych branżach, takich jak przemysł farmaceutyczny, produkcja dodatków do żywności oraz przemysł motoryzacyjny i lotniczy, gdzie kompleksowa dokumentacja procesów ważenia jest nieodzowna
- Login i logout: każde zalogowanie i wylogowanie w EasyTouch jest precyzyjnie protokołowane z nazwą użytkownika i znacznikiem czasu
- Zarządzanie użytkownikami: wszystkie akcje dotyczące tworzenia, zmiany lub usuwania użytkowników są niezawodnie protokołowane w Audit Logs
- Role użytkowników: dokumentowane jest również zarządzanie rolami użytkowników, włącznie z ich tworzeniem, zmianą lub usuwaniem
- Zarządzanie danymi podstawowymi: zmiany danych podstawowych, takie jak ich tworzenie, modyfikacja lub usuwanie, są również rejestrowane
- Protokołowanie danych pomiarowych: wszystkie wyniki pomiarów i ważeń ze wszystkich aktywnych funkcji EasyTouch (tu z Batch and Statistics) są również rejestrowane w Audit Logs
- Ustawienia oprogramowania: zmiany w ustawieniach ogólnych, włącznie z obszarem administratora, są odnotowywane w Audit Log

Informacje licencyjne

- Zakres licencji: jedna licencja może działać na jednym urządzeniu końcowym (PC, laptop, tablet z Androidem)

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Warunkiem korzystania z tego zestawu jest program podstawowy SET-01 Base

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Przegląd piktogramów KERN

- 

EasyTouch: Przystosowana do połączenia, przesyłania danych i sterowania przez komputer lub tablet
- 

Centralne zarządzanie użytkownikami funkcji KERN EasyTouch. Do użytkownika można przypisać podstawowe dane, jak np. Imię, nazwisko, zdjęcie do zapisania. Każdemu użytkownikowi przypisywana jest rola użytkownika, która dysponuje indywidualnie konfigurowalnymi uprawnieniami w aplikacji KERN EasyTouch. Dzięki tej strukturze można zakładać użytkowników Standard-User, Supervisor-User itp. Logowanie do aplikacji KERN EasyTouch odbywa się przez nazwę użytkownika i Hasło.
- 

W tej pamięci zapisywane są wszystkie wydrukowane i zapisane dane ważenia oraz dane pomiarowe. Zapis odbywa się albo na lokalnym mierniku, albo centralnie – dla wszystkich podłączonych systemów wagowych – w katalogu serwerowym (Save-Data Server lub Save-Data Cloud). Dane dynamiczne można w każdej chwili ponownie wywołać i wydrukować lub wyeksportować w formie tabeli.
- 

Wszystkie dane w pamięci są zapisywane w sposób zabezpieczony przed manipulacją. Zmiany danych podstawowych są również zabezpieczane przed manipulacją w dynamicznej pamięci danych (Data Traceability)
- 

Kwalifikacja urządzeń: zgodna z normą koncepcja kwalifikacji obejmująca następujące usługi walidacyjne: kwalifikacja instalacyjna (IQ), kwalifikacja operacyjna (OQ)
- 

Centralna funkcja zapisu danych do dodatkowego zapisu wszystkich danych pomiarowych w centralnym, lokalnym katalogu serwerowym. Zapisywane są tu dane pomiarowe wszystkich systemów wagowych podłączonych przez KERN EasyTouch oraz z wszystkich zainstalowanych funkcji KERN EasyTouch. Specjalnie dla użytkowników z wieloma systemami wagowymi daje to zaletę, że wszystkie dane ważenia są skonsolidowane w jednej bazie danych, a pojedynczych danych pomiarowych z różnych wag nie trzeba szukać w wielu tabelach. Zapis danych Save-Server jest również zabezpieczony przed manipulacją i niezmienny.