

Broszura produktowa

07.08.2026

# KERN ODC 825

Specjaliści w mikroskopii do pomiarów, zliczeń, dokumentacji, archiwizacji i obróbki obrazu

POLSKI



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**  
**Ziegelei 1**  
**72336 Balingen**  
**Niemcy**

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



POLSKI

## CECHY

- Kamera mikroskopowa jest uniwersalna w zastosowaniu i podłącza się ją kablem USB (USB 2.0) do mikroskopu oraz do laptopa lub PC
- Dzięki sprawdzonej technologii CMOS, w połączeniu z USB 2.0, obrazy są wyświetlane szybko i wyraźnie
- Kamery te nadają się także do bardziej wymagających zastosowań, na przykład w ciemnym polu, w kontraście fazowym i przy zastosowaniach fluorescencyjnych
- Optymalna synchronizacja, wysoka liczba klatek oraz stabilna wydajność obrazu znacznie ułatwią Państwa codzienną pracę w połączeniu z naszym bezpłatnym oprogramowaniem PC VIS 2.0 PRO lub VIS 2.0 LITE
- Zasilanie odbywa się przez kabel USB, dzięki czemu nie jest potrzebne dodatkowe zasilanie
- W zakresie dostawy znajduje się kabel USB (długość: 2 m), rozmaite adaptery okularowe oraz mikrometr obiektowy do kalibracji oprogramowania
- Prosimy od razu zamówić adapter C-Mount pasujący do Państwa mikroskopu KERN

## PIKTOGRAMY

Standard



## AKCESORIA

| Model     | Opis                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| ODC-A2404 | Szkiełko kalibracyjne ODC-A2404                               |
| ODC-A8102 | Adapter okularu do kamer C-Mount ODC-A8102 (Ø 23,2 – Ø 30 mm) |

| Model     | Opis                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ODC-A8103 | Adapter okularu do kamer C-Mount ODC-A8103 (Ø 23,2 – Ø 30,5 mm) |
| ODC-A8105 | Adapter okularu do kamer C-Mount ODC-A8105 (0,5× / 23,2 mm)     |

## OPROGRAMOWANIE

| Model   | Opis                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| OXM 902 | Oprogramowanie mikroskopowe KERN OXM 902 Microscope VIS 2.0 PRO  |
| OXM 903 | Oprogramowanie mikroskopowe KERN OXM 903 Microscope VIS 2.0 LITE |

## Przegląd piktogramów KERN



Interfejs danych USB: Do podłączenia drukarki, komputera lub innych urządzeń peryferyjnych



Oprogramowanie PC: Do przesyłania danych pomiarowych z urządzenia do komputera



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień