


Broszura produktowa

08.08.2026

# KERN 348-03

Odważnik miligramowy, M1, 5 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



## AKCESORIA

| Model       | Opis                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 315-242     | Pincety 315-242 (poliamid   100 mm)                                                                                                                                    |
| 315-247     | Pincety 315-247 (stal nierdzewna, tworzywo sztuczne   136 mm)                                                                                                          |
| 317-009-600 | Aluminiowe etui na odważniki 317-009-600 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy)   dla klas E1 - M3   dla formy konstrukcyjnej ułamki grama)              |
| 318-270     | Pędzel 318-270                                                                                                                                                         |
| 338-090-200 | Drewniane etui na odważniki 338-090-200 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy)   dla klas E1 - M2   do formy konstrukcyjnej główka/kompakt)              |
| 347-009-400 | Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 347-009-400 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy)   dla klas E1 - M2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt) |

## USŁUGI

| Model    | Opis                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Oznaczenie grawerem laserowym (oznaczenie indywidualne) KERN 920-350 |
| 962-653  | Świadectwo wzorcowania DAkkS 962-653                                 |
| 962-653R | Ponowne wzorcowanie DAkkS 962-653R                                   |

## Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze