

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN CM 60-2N

Waga kieszonkowa ze zintegrowanym kalkulatorem

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CECHY

- Prosta i komfortowa obsługa 4 przyciskami
- Odchylana pokrywa jako ochrona przed naciskiem i pyłem
- Wytrzymała, poręczna, dobrze chroniona
- Zintegrowany kalkulator

DANE TECHNICZNE

- Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 12 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 2x1,5 V AAA, czas pracy do 33 h
- Wymiary szalki, tworzywo sztuczne, szer.xgł. 70x80 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 85x130x25 mm
- Waga netto ok. 0,20 kg
- Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5 °C/35 °C

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Badanie biżuterii i metali szlachetnych
- Laboratoria
- Kształcenie
- Szkoły
- Osoby kolekcjonujące, np. monety i kamienie szlachetne
- Żywność i przyprawy

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Powtarzalność	Liniowość	Wymiary Szalka
CM 60-2N	60 g	0,01 g	0,02 g	± 0,03 g	70x80 mm
CM 150-1N	150 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70x80 mm
CM 320-1N	320 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70x80 mm

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Powtarzalność	Liniowość	Wymiary Szalka
CM 1K1N	1000 g	1 g	1 g	± 2 g	70×80 mm

AKCESORIA

Model	Opis
315-406-403	Zestaw Safety Set 315-406-403, zawarte odważniki 5 g (M1); 50 g (M1)
357-06	Odważnik kontrolny 357-06 (klasa OIML M2, wartość nominalna 50 g, główka, stal nierdzewna toczona precyzyjnie)

USŁUGI

Model	Opis
961-247	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-247 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-127	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-127
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-011	Przedłużenie gwarancji (+3 lata) 970-011

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Przełączalne jednostki, np. na jednostki niemetryczne



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania bateryjnego



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze