

Broszura produktowa

07.08.2026

KERN OZM 546

Indywidualność, różnorodność i elastyczna praca dzięki naszemu systemowi modułowemu › głowice mikroskopów stereoskopowych

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

info@kern-sohn.com

www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com

CECHY

- Aby zapewnić Państwu pełną elastyczność w Państwa szczególnych potrzebach i zastosowaniach, oferujemy tutaj szeroki wybór głowic mikroskopów stereoskopowych, statywów uniwersalnych i zewnętrznych oświetleń, które łatwo się łączy
- Dzięki różnym właściwościom głowic mikroskopów stereoskopowych, a także elastyczności statywów uniwersalnych i profesjonalnemu mocowaniu naszych uchwytów mogą Państwo dowolnie skonfigurować wymarzony mikroskop

DANE TECHNICZNE

- Układ optyczny: Greenough
- Butterfly nachylony 45°, obracany 360°
- Rozstaw oczu: 52 mm–76 mm
- Regulacja dioptrii z obu stron

PIKTOGRAMY

Standard



AKCESORIA

Model	Opis
OCS-A1101	Spray czyszczący OCS-A1101
OCS 901	Zestaw czyszczący do mikroskopów OCS 901
ODC 874	Kamera okularowa do mikroskopu ODC 874 (3,1 MP, USB 2.0)
ODC 881	Kamera okularowa do mikroskopu ODC 881 (5,1 MP, USB 3.0)
OZB-A5504	Okular OZB-A5504 (Ø 30 mm SWF 15x Ø 17 mm)
OZB-A5505	Okular OZB-A5505 (Ø 30 mm SWF 20x Ø 14 mm)
OZB-A5506	Okular OZB-A5506 (Ø 30 mm SWF 30x Ø 9 mm)
OZB-A5512	Okular OZB-A5512 (Ø 30 mm HSWF 10x Ø 23 mm ze skalą 0,1 mm)
OZB-A5513	Okular OZB-A5513 (Ø 30 mm SWF 15x Ø 17 mm ze skalą 0,05 mm)
OZB-A5514	Okular OZB-A5514 (Ø 30 mm SWF 20x Ø 14 mm ze skalą 0,05 mm)
OZB-A5611	Obiektyw nasadkowy OZB-A5611 (0,37x)
OZB-A5612	Obiektyw nasadkowy OZB-A5612 (0,5x)

Model	Opis
OZB-A5613	Obiektyw nasadkowy OZB-A5613 (0,7x)
OZB-A5614	Soczewka ochronna do lutowania OZB-A5614
OZB-A5615	Obiektyw nasadkowy OZB-A5615 (1,5x)
OZB-A5616	Obiektyw nasadkowy OZB-A5616 (2x)
OZB-A6301	Statyw mikroskopu stereoskopowego OZB-A6301
OZB-A6302	Statyw mikroskopu stereoskopowego OZB-A6302
OZB-A6303	Statyw mikroskopu stereoskopowego (uniwersalny) OZB-A6303

Przegląd piktogramów KERN



Mikroskop binokularny: do obserwacji obojgiem oczu



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień