

Broszura produktowa

07.08.2026

# KERN OZB-A5211

Indywidualność, różnorodność i elastyczna praca dzięki naszemu systemowi modułowemu ›PREMIUM- statywy uniwersalne

POLSKI



## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**  
**Ziegelei 1**  
**72336 Balingen**  
**Niemcy**

+49 7433 9933-0

✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



## CECHY

- Dzięki naszym statywom uniwersalnym i statywom bazowym, a także głowicom mikroskopowym i zewnętrznym modułom oświetleniowym mogą Państwo samodzielnie skonfigurować swój mikroskop według własnych wyobrażeń i dopasowany do Państwa zastosowania
- Dzięki elastycznie stosowanym i regulowanym statywom uniwersalnym możliwa jest optymalna praca we wszystkich obszarach z najróżniejszymi próbkami
- Duże statywy uniwersalne są dostępne w wersji ze stopą oraz opcjonalnie z zaciskiem stołowym do krawędzi blatu lub do mocowania centralnego przy Państwa biurku lub stole warsztatowym. W zależności od modelu do wyboru jest statyw uniwersalny z ramieniem teleskopowym, z ramieniem przegubowym lub z podwójnym ramieniem na łożyskach kulkowych

## DANE TECHNICZNE

- Wysokość kolumny: 515 mm
- Długość ramienia teleskopowego: 614 mm
- Ramię teleskopowe - zacisk na krawędź stołu (rozpiętość: maks. 62 mm) - bez uchwytu

## PIKTOGRAMY

Standard



## AKCESORIA

| Model     | Opis                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| OZB-A5301 | Uchwyt do statywu mikroskopu stereoskopowego OZB-A5301 |
| OZB-A5306 | Uchwyt do statywu mikroskopu stereoskopowego OZB-A5306 |

## Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień