

Broszura produktowa

08.08.2026

# KERN 313-056

Zestaw odważników, E2, 1 mg - 500 g, kształt guzikowy, stal nierdzewna polerowana, w etui aluminiowym


POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



## CECHY

- Odważniki miligramowe zawarte w tym zestawie (nominały 1 mg - 500 mg) znajdują się w osobnym etui z tworzywa sztucznego

## PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



## AKCESORIA

| Model       | Opis                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313-050-600 | Aluminiowe etui na odważniki 313-050-600 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 g   dla klas E1 - M1   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)             |
| 315-242     | Pincety 315-242 (poliamid   100 mm)                                                                                                                       |
| 315-243     | Pincety 315-243 (stal nierdzewna   105 mm)                                                                                                                |
| 315-245     | Pincety 315-245 (stal nierdzewna   250 mm)                                                                                                                |
| 315-247     | Pincety 315-247 (stal nierdzewna, tworzywo sztuczne   136 mm)                                                                                             |
| 315-250     | Pincety 315-250 (stal nierdzewna   150 mm)                                                                                                                |
| 317-009-600 | Aluminiowe etui na odważniki 317-009-600 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy)   dla klas E1 - M3   dla formy konstrukcyjnej ułamki grama) |
| 317-010-100 | Drewniane etui na odważniki 317-010-100 (dla wartości nominalnych 1 g   dla klas E1+E2+F1   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)                      |
| 317-010-600 | Aluminiowe etui na odważniki 317-010-600 (dla wartości nominalnych 1 g   dla klas E1 - M3   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)                      |
| 317-020-100 | Drewniane etui na odważniki 317-020-100 (dla wartości nominalnych 2 g   dla klas E1+E2+F1   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)                      |
| 317-020-400 | Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 317-020-400 (dla wartości nominalnych 1 g - 2 g   dla klas E1, E2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)      |

| Model       | Opis                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317-020-600 | Aluminiowe etui na odważniki 317-020-600 (dla wartości nominalnych 2 g   dla klas E1 - M3   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)             |
| 317-030-100 | Drewniane etui na odważniki 317-030-100 (dla wartości nominalnych 5 g   dla klas E1+E2+F1   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)             |
| 317-030-400 | Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 317-030-400 (dla wartości nominalnych 5 g   dla klas E1, E2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)   |
| 317-030-600 | Aluminiowe etui na odważniki 317-030-600 (dla wartości nominalnych 5 g   dla klas E1 - M3   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)             |
| 317-040-100 | Drewniane etui na odważniki 317-040-100 (dla wartości nominalnych 10 g   dla klas E1+E2+F1   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)            |
| 317-040-400 | Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 317-040-400 (dla wartości nominalnych 10 g   dla klas E1, E2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)  |
| 317-040-600 | Aluminiowe etui na odważniki 317-040-600 (dla wartości nominalnych 10 g   dla klas E1 - M3   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)            |
| 317-050-100 | Drewniane etui na odważniki 317-050-100 (dla wartości nominalnych 20 g   dla klas E1+E2+F1   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)            |
| 317-050-400 | Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 317-050-400 (dla wartości nominalnych 20 g   dla klas E1, E2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)  |
| 317-050-600 | Aluminiowe etui na odważniki 317-050-600 (dla wartości nominalnych 20 g   dla klas E1 - M3   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)            |
| 317-060-100 | Drewniane etui na odważniki 317-060-100 (dla wartości nominalnych 50 g   dla klas E1+E2+F1   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)            |
| 317-060-400 | Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 317-060-400 (dla wartości nominalnych 50 g   dla klas E1, E2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)  |
| 317-060-600 | Aluminiowe etui na odważniki 317-060-600 (dla wartości nominalnych 50 g   dla klas E1 - M3   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)            |
| 317-070-100 | Drewniane etui na odważniki 317-070-100 (dla wartości nominalnych 100 g   dla klas E1+E2+F1   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)           |
| 317-070-400 | Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 317-070-400 (dla wartości nominalnych 100 g   dla klas E1, E2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt) |
| 317-070-600 | Aluminiowe etui na odważniki 317-070-600 (dla wartości nominalnych 100 g   dla klas E1 - M3   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)           |
| 317-080-100 | Drewniane etui na odważniki 317-080-100 (dla wartości nominalnych 200 g   dla klas E1+E2+F1   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)           |
| 317-080-400 | Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 317-080-400 (dla wartości nominalnych 200 g   dla klas E1, E2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt) |
| 317-080-600 | Aluminiowe etui na odważniki 317-080-600 (dla wartości nominalnych 200 g   dla klas E1 - M3   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)           |

| Model       | Opis                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317-090-100 | Drewniane etui na odważniki 317-090-100 (dla wartości nominalnych 500 g   dla klas E1+E2+F1   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)                                 |
| 317-090-400 | Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 317-090-400 (dla wartości nominalnych 500 g   dla klas E1, E2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)                       |
| 317-090-600 | Aluminiowe etui na odważniki 317-090-600 (dla wartości nominalnych 500 g   dla klas E1 - M3   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)                                 |
| 317-280     | Rękawice 317-280 (bawełna, 1 para)                                                                                                                                     |
| 318-01      | Odważnik kontrolny 318-01 (klasa OIML E2, wartość nominalna 1 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)                                                                 |
| 318-02      | Odważnik kontrolny 318-02 (klasa OIML E2, wartość nominalna 2 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)                                                                 |
| 318-03      | Odważnik kontrolny 318-03 (klasa OIML E2, wartość nominalna 5 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)                                                                 |
| 318-04      | Odważnik kontrolny 318-04 (klasa OIML E2, wartość nominalna 10 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)                                                                |
| 318-05      | Odważnik kontrolny 318-05 (klasa OIML E2, wartość nominalna 20 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)                                                                |
| 318-06      | Odważnik kontrolny 318-06 (klasa OIML E2, wartość nominalna 50 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)                                                                |
| 318-07      | Odważnik kontrolny 318-07 (klasa OIML E2, wartość nominalna 100 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)                                                               |
| 318-08      | Odważnik kontrolny 318-08 (klasa OIML E2, wartość nominalna 200 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)                                                               |
| 318-09      | Odważnik kontrolny 318-09 (klasa OIML E2, wartość nominalna 500 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)                                                               |
| 318-270     | Pędzel 318-270                                                                                                                                                         |
| 328-222-420 | Etui na odważniki 328-222-420 (dla wartości nominalnych 1 mg - 5 g   dla klas E1 - M2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)                                       |
| 338-090-200 | Drewniane etui na odważniki 338-090-200 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy)   dla klas E1 - M2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)             |
| 347-009-400 | Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 347-009-400 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy)   dla klas E1 - M2   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt) |

## USŁUGI

| Model    | Opis                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 920-705  | Oznaczenie (ostatnie cyfry numeru seryjnego) KERN 920-705 |
| 962-304  | Świadectwo wzorcowania DAkkS 962-304                      |
| 962-304R | Ponowne wzorcowanie DAkkS 962-304R                        |

## Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze