

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN 318-22

Zestaw odważników miligramowych, E2, 1 mg - 500 mg, blaszki, stal nierdzewna polerowana, w etui z tworzywa sztucznego


POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com



PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



AKCESORIA

Model	Opis
315-242	Pincety 315-242 (poliamid 100 mm)
315-243	Pincety 315-243 (stal nierdzewna 105 mm)
315-247	Pincety 315-247 (stal nierdzewna, tworzywo sztuczne 136 mm)
317-009-600	Aluminiowe etui na odważniki 317-009-600 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy) dla klas E1 - M3 dla formy konstrukcyjnej ułamki grama)
318-01	Odważnik kontrolny 318-01 (klasa OIML E2, wartość nominalna 1 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)
318-02	Odważnik kontrolny 318-02 (klasa OIML E2, wartość nominalna 2 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)
318-03	Odważnik kontrolny 318-03 (klasa OIML E2, wartość nominalna 5 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)
318-04	Odważnik kontrolny 318-04 (klasa OIML E2, wartość nominalna 10 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)
318-05	Odważnik kontrolny 318-05 (klasa OIML E2, wartość nominalna 20 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)
318-06	Odważnik kontrolny 318-06 (klasa OIML E2, wartość nominalna 50 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)
318-07	Odważnik kontrolny 318-07 (klasa OIML E2, wartość nominalna 100 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)
318-08	Odważnik kontrolny 318-08 (klasa OIML E2, wartość nominalna 200 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)
318-09	Odważnik kontrolny 318-09 (klasa OIML E2, wartość nominalna 500 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana)
318-270	Pędzel 318-270
328-222-420	Etui na odważniki 328-222-420 (dla wartości nominalnych 1 mg - 5 g dla klas E1 - M2 dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)
338-090-200	Drewniane etui na odważniki 338-090-200 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy) dla klas E1 - M2 do formy konstrukcyjnej główka/kompakt)

Model	Opis
347-009-400	Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 347-009-400 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy) dla klas E1 - M2 dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)

USŁUGI

Model	Opis
920-701	Oznaczenie (ostatnie cyfry numeru seryjnego) KERN 920-701
962-350	Świadectwo wzorcowania DAkkS 962-350
962-350R	Ponowne wzorcowanie DAkkS 962-350R

Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze