


Broszura produktowa

08.08.2026

KERN 328-03

Odważnik miligramowy, F1, 5 mg, blaszka, stal nierdzewna polerowana

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Do tego odważnika ze względu na bardzo dokładną klasę zalecamy koniecznie etui. Wybór znajdą Państwo w rozdziale Akcesoria

PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



AKCESORIA

Model	Opis
315-242	Pincety 315-242 (poliamid 100 mm)
315-243	Pincety 315-243 (stal nierdzewna 105 mm)
315-247	Pincety 315-247 (stal nierdzewna, tworzywo sztuczne 136 mm)
317-009-600	Aluminiowe etui na odważniki 317-009-600 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy) dla klas E1 - M3 dla formy konstrukcyjnej ułamki grama)
318-270	Pędzel 318-270
338-090-200	Drewniane etui na odważniki 338-090-200 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy) dla klas E1 - M2 do formy konstrukcyjnej główka/kompakt)
347-009-400	Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 347-009-400 (dla wartości nominalnych 1 mg - 500 mg (pojedynczy) dla klas E1 - M2 dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt)

USŁUGI

Model	Opis
920-350	Oznaczenie grawerem laserowym (oznaczenie indywidualne) KERN 920-350
920-351	Oznaczanie odważników wzorcowych (ostatnie cyfry numeru seryjnego) KERN 920-351
921-453	Gwarantowane odchylenie dodatnie ($> +1/3$ OIML) KERN 921-453
962-453	Świadectwo wzorcowania DAkkS 962-453
962-453R	Ponowne wzorcowanie DAkkS 962-453R

Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze