

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN MCD 300K-1

Mobilna waga krzesłkowa w ergonomicznie zoptymalizowanym wykonaniu, do bezpiecznego i wygodnego ważenia

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0

✉ info@kern-sohn.com

🌐 www.kern-sohn.com

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1 | 72336 Balingen, Niemcy | +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com



CECHY

- Ta waga krzesłkowa to idealny przyrząd pomiarowy do opieki nad osobami starszymi i paramedycyny, włącznie z ważeniem pacjentów otyłych do 300 kg
- Wersja jezdna z czterema skrętnymi kołami i szczególnie wygodnymi hamulcami postojowymi z tyłu
- Dzięki czterem skrętnym rolkom ta waga krzesłkowa zapewnia najwyższy stopień mobilności przy przemieszczaniu jej do pacjenta. Pozwala to osiągnąć wyższą efektywność czasową personelu oraz większe bezpieczeństwo pacjentów, których można ważyć w ich znajomym otoczeniu
- Rolki dzięki dużemu przekrojowi umożliwiają wygodne pokonywanie progów drzwi, krawędzi i szczelin wind osobowych
- Słabszym pacjentom wygodne, ergonomicznie zoptymalizowane siedzisko zapewnia pewne oparcie podczas ważenia
- Powierzchnia siedziska i podparcia stóp w wyraźnie kontrastującej czerni, dzięki czemu idealnie nadaje się dla pacjentów z demencją
- Dwa składane podłokietniki i podnóżki ułatwiają zajmowanie miejsca. Idealne dla pacjentów z nadwagą lub do bezbarierowego przesadzania, np. z łóżka na wagę krzesłkową
- Ergonomicznie rozmieszczone uchwyty
- Funkcja HOLD: Przy niespokojnie siedzących pacjentach stabilna wartość ważenia jest ustalana przez uśrednianie i "zamrażana". Pozostaje więc dość czasu, aby zająć się pacjentem, a następnie spokojnie odczytać wartość ważenia
- Funkcja BMI do stwierdzania niedowagi/wagi prawidłowej/nadwagi
- Praktyczne zasilanie bateryjne za pomocą standardowych baterii zapewnia dużą elastyczność i niezależność od zasilaczy sieciowych, gniazdek, ładowarek itp.
- Wskazanie dokładne: przez naciśnięcie przycisku działkę odczytową [d] można na 5 s zwiększyć o 1 miejsce
- Pokrowiec ochronny w zakresie dostawy

DANE TECHNICZNE

- Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 25 mm
- Wymiary miernika szer.xgł.xwys. 200×130×60 mm
- Wymiary siedziska szer.xgł. 390×360 mm
- Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. 625×990×985 mm
- Gotowa do pracy: baterie w zestawie, 6×1,5 V AA, czas pracy do 40 h
- Waga netto ok. 22 kg

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Obiekty fitness i wellness
- Gospodarstwa domowe
- Domy seniora i domy opieki (non-medical)
- Instytucje publiczne
- Apteki i sklepy medyczne (non-medical)

PIKTOGRAMY

Standard



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia [Max]	Działka odcz. [d]	Działka legaliz. [e]	Wymiary platformy wagowej szer.xgł.xwys. mm	Wymiary całkowite szer.xgł.xwys. mm	Ilość w dostawie (waga)	Waga netto ok.
MCD 300K-1	300 kg	0,1 kg		390×360×500 mm	625×990×985 mm		22 kg

AKCESORIA

Model	Opis
MCC-A01	Etui na zasilacz MCC-A01 (200×130×60 mm)

USŁUGI

Model	Opis
961-249	Adiustacja w miejscu ustawienia 961-249 (Nie w połączeniu z legalizacją)
963-129	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-129
969-517	Potwierdzenie specyfikacji producenta (tylko w połączeniu ze świadectwem wzorcowania DAkkS) 969-517
970-105	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-105

Przegląd piktogramów KERN



Adiustacja zewnętrzna: Ustawienie dokładności za pomocą zewnętrznego odważnika adiustacyjnego



Zasilanie bateryjne: Przystosowana do zasilania baterijnego



Zasada ważenia tensometryczna: Opór elektryczny na sprężystym elemencie odkształcalnym



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni