


Broszura produktowa

08.08.2026

KERN 347-052-010

Kosz na odważniki kontrolne, adiustowany zgodnie z klasą OIML M1

POLSKI



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

CECHY

- Standaryzowany kosz na odważniki do sprawdzania wysokoobciążalnych wag podłogowych, wag paletowych, wózków paletowych z wagą, wag dźwigowych itp. służy jednocześnie także do przechowywania odważników
- Kosz i odważniki można w ten sposób umieścić na wadze w jednym kroku, co oszczędza czas i pieniądze
- Kosz na odważniki jest adiustowany w klasie dokładności OIML M1. Inne klasy dokładności OIML są również dostępne, prosimy o zapytanie
- Wartość masy kosza na odważniki, klasa OIML M1: 50 kg
- Możliwe wyposażenie, odważniki kontrolne, klasa OIML M1: 20×10 kg lub 10×20 kg
- Maks. masa całkowita (kosz na odważniki wraz z odważnikami): 250 kg
- Tolerancja $\pm 2,5$ g

PIKTOGRAMY

Standard



AKCESORIA

Model	Opis
327-141	Odważnik kontrolny 327-141 (klasa OIML F1, wartość nominalna 10 kg, odważnik kontrolny, stal nierdzewna polerowana)
327-151	Odważnik kontrolny 327-151 (klasa OIML F1, wartość nominalna 20 kg, odważnik kontrolny, stal nierdzewna polerowana)
337-141	Odważnik kontrolny 337-141 (klasa OIML F2, wartość nominalna 10 kg, odważnik kontrolny, stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
337-151	Odważnik kontrolny 337-151 (klasa OIML F2, wartość nominalna 20 kg, odważnik kontrolny, stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-141	Odważnik kontrolny 347-141 (klasa OIML M1, wartość nominalna 10 kg, odważnik kontrolny, stal nierdzewna toczona precyzyjnie)
347-151	Odważnik kontrolny 347-151 (klasa OIML M1, wartość nominalna 20 kg, odważnik kontrolny, stal nierdzewna toczona precyzyjnie)

USŁUGI

Model	Opis
920-351	Oznaczanie odważników wzorcowych (ostatnie cyfry numeru seryjnego) KERN 920-351
962-646	Świadectwo wzorcowania DAKkS 962-646
962-646R	Ponowne wzorcowanie DAKkS 962-646R

Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni