

Broszura produktowa

08.08.2026

# KERN 347-115-100

Pręt nośny, klasa OIML M1, 1 kg, stal nierdzewna toczona precyzyjnie

POLSKI



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Niemcy

+49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## CECHY

- do nasadzania odważników szczelinowych
- Pręt nośny jest zwężony w obszarze haka, dzięki czemu odważniki szczelinowe można bez trudu zawieszać i zdejmować. Podczas użytkowania odważniki pozostają pewnie na swoim miejscu i są zabezpieczone przed niezamierzonym wypadnięciem.
- Masa własna pręta nośnego 1 kg
- Maksymalne obciążenie 40 kg (rozumiane bez masy własnej pręta nośnego, tzn. maksymalna możliwa masa całkowita wynika z sumy „Maksymalne obciążenie” + „Masa własna pręta nośnego”)
- Największy odważnik szczelinowy 10 kg

## PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Kompatybilny ze wszystkimi odważnikami szczelinowymi/prętami nośnymi typu A

## PIKTOGRAMY

Standard

Opcja



## AKCESORIA

| Model   | Opis                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 347-015 | Odważnik kontrolny 347-015 (klasa OIML M1, wartość nominalna 1 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)   |
| 347-025 | Odważnik kontrolny 347-025 (klasa OIML M1, wartość nominalna 2 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)   |
| 347-035 | Odważnik kontrolny 347-035 (klasa OIML M1, wartość nominalna 5 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)   |
| 347-045 | Odważnik kontrolny 347-045 (klasa OIML M1, wartość nominalna 10 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)  |
| 347-055 | Odważnik kontrolny 347-055 (klasa OIML M1, wartość nominalna 20 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)  |
| 347-065 | Odważnik kontrolny 347-065 (klasa OIML M1, wartość nominalna 50 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)  |
| 347-075 | Odważnik kontrolny 347-075 (klasa OIML M1, wartość nominalna 100 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie) |
| 347-085 | Odważnik kontrolny 347-085 (klasa OIML M1, wartość nominalna 200 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie) |
| 347-095 | Odważnik kontrolny 347-095 (klasa OIML M1, wartość nominalna 500 g, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie) |
| 347-115 | Odważnik kontrolny 347-115 (klasa OIML M1, wartość nominalna 1 kg, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)  |
| 347-125 | Odważnik kontrolny 347-125 (klasa OIML M1, wartość nominalna 2 kg, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)  |
| 347-135 | Odważnik kontrolny 347-135 (klasa OIML M1, wartość nominalna 5 kg, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie)  |
| 347-145 | Odważnik kontrolny 347-145 (klasa OIML M1, wartość nominalna 10 kg, odważnik szczelinowy (typ A), stal nierdzewna toczona precyzyjnie) |

| Model       | Opis                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 347-515-400 | Etui na odważniki z tworzywa sztucznego 347-515-400 (dla wartości nominalnych 500 g - 1 kg   dla klas M1 - M3   dla formy konstrukcyjnej główka/kompakt) |

## USŁUGI

| Model    | Opis                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 920-350  | Oznaczenie grawerem laserowym (oznaczenie indywidualne) KERN 920-350            |
| 920-351  | Oznaczanie odważników wzorcowych (ostatnie cyfry numeru seryjnego) KERN 920-351 |
| 962-641  | Świadectwo wzorcowania DAkkS 962-641                                            |
| 962-641R | Ponowne wzorcowanie DAkkS 962-641R                                              |

## Przegląd piktogramów KERN



Wysyłka paczek kurierem: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi jeden dzień



Wzorcowanie akredytowane (DKD): Czas wzorcowania akredytowanego wynosi 3 dni robocze